

LIFEPAK® 1000 DEFIBRILLATEUR



- **Débrayable en Mode Manuel/ Surveillance ECG**
- **Facile à utiliser**
- **Temps de visualisation ECG le plus long**
- **La plus grande autonomie**

POUR NOUS CONTACTER :

Performance

Le défibrillateur LIFEPAK 1000 est conforme aux recommandations AHA/ERC :

- Analyse de la RCP via le logiciel de relecture CODE-STAT™
- Technologie biphasique ADAPTIV™ : énergie jusqu'à 360J
- Ecran LCD Haute Définition – 15 cm de diagonale
- 4 secondes de visualisation d'ECG
- Surveillance ECG avec un câble 3 brins
- Batterie Haute Capacité de 6,2 Ah – 425 chocs/17h de surveillance

Résistance à l'environnement

- Température de fonctionnement : - 20°C à + 60°C
- IP55 : la meilleure protection disponible contre l'eau et la poussière pour un DSA
- Robustesse : certifié pour des tests de chute d'1 mètre

Fiabilité

- Jauge de batterie toujours visible, même appareil éteint et sacoche fermée
- Autotests quotidiens
- ID du DSA configurable
- Détection de mouvement pendant l'analyse ECG



Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site web www.physio-control.com



HEADQUARTERS / MANUFACTURING

Physio-Control, Inc.

11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel. 425 867 4000
Fax. 425 867 4121
www.physio-control.com

SALES OFFICES

Europe
Medtronic International Trading
Sàrl
Case postale 84
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.com
Tél. +41 (0)21 802 70 00
Fax. +41 (0)21 802 79 00

France
Medtronic France S.A.S.
122, avenue du Général Leclerc
FR-92514 Boulogne-
Billancourt Cedex
www.medtronic.fr
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00

Belgique
Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre
Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
www.medtronic.be
Tél. +32 (0)2 456 09 00
Fax. +32 (0)2 460 26 67

Suisse
Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Tél. +41 (0)31 868 01 00
Fax. +41 (0)31 868 01 99

Canada
Medtronic du Canada
6733 Kitimat Road
Mississauga, ON
L5N 1W3
Tél. 888 879 0977
Fax. 416 430 6115